


Ontwikkeling gebruiksvriendelijk pessarium

Het nieuwe pessarium

Makkelijke vorm om
te vouwen en daardoor
eenvoudig in te brengen
en uit te halen



Het koord is
te combineren
met tools

Koord
vereenvoudigd
het vouwen

Met **minder ongemak**
en **meer vertrouwen**
zelf te gebruiken!


Oude situatie




Onpraktische gevouwen vorm voor
het inbrengen. Het open klappen van
het pessarium kan ongemakkelijk zijn.

Inbrengen


Nieuwe situatie



Optie 1
Eenvoudig met vinger door nieuwe
vouwvorm pessarium.




Optie 2
Een koord helpt het pessarium
te vouwen.



Optie 3
Een tool is te gebruiken als
het vouwen en vasthouden
te veel kracht kost.


Oude situatie




Het pessarium duwt tegen de
vaginawand tijdens het uithalen.
Soms is de ring lastig te bereiken
met een vinger.

Uithalen


Nieuwe situatie



Optie 1
Eenvoudig met vinger door
de verbeterde vouwvorm.



Optie 2
Het pessarium wordt door
het koord gevouwen in plaats
van de vaginawand.



Optie 3
Een tool is te gebruiken
als men het pessarium
lastig kan bereiken.